

1. MyAppInstaller\_mcr.exe をダブルクリックして起動します。


<input type="checkbox"/> 名前	更新日時	種類	サイズ
 MyAppInstaller_mcr.exe	2020/02/07 6:57	アプリケーション	985,363 KB

2. [次へ]を選択します。




3. インストールフォルダを選択します。


こだわりがなければそのまま[次へ]ボタンを押してください。




4. アプリケーションを動作させるために必要な“MATLAB Runtime”というプログラムの保存先を選択します。こだわりがなければそのまま[次へ]ボタンを押してください。




5. ライセンス許諾の条件に同意しますか？という質問に対して[はい(Y)]を選択します。その後、[次へ]ボタンを押します。



6. [インストール(N)]を選択します。




7. インストールが無事に終了すると下のような画面が表示されるので、[終了(N)]ボタンを押してください。



8. WHISv225 のインストール先であるフォルダを開きます。標準では[C:\Program Files\Wakayama University\WHISv225]がインストール先です。[application] ファイルを開きます。

↑ > PC > Windows (C:) > Program Files > Wakayama University > WHISv225			
<input type="checkbox"/>	名前	更新日時	種類
	appdata	2020/02/07 17:13	ファイル フォルダー
	application	2020/02/07 17:13	ファイル フォルダー
	sys	2020/02/07 17:13	ファイル フォルダー
	uninstall	2020/02/07 17:13	ファイル フォルダー

9. [WHISv225.exe]をダブルクリックすると模擬難聴システムが起動します。このとき、サウンド入力・出力用のデバイスが正しく接続されていることを確認したうえで、アプリケーションを起動するようにしてください。



10. 下のようなアプリケーションが起動すれば、無事にセットアップ終了です。

